

# Kiehl-RapiDés

## Detergent dezinfectant lichid rapid

### Proprietăți

Detergent dezinfectant, gata de întrebuințare, pentru dezinfecția și curățarea fără urme a tuturor domeniilor, în care se pretinde o acțiune microbiologică rapidă și garantată și o uscare în scurt timp. Suprafețele dezinfectate și curățate cu Kiehl-RapiDés, pot avea contact cu alimente, imediat după uscare. O clătire a suprafețelor cu apă nu este necesară. Kiehl-RapiDés este testat conf. normelor EN 1276, EN 1650 și EN 13697. Acest produs este efectiv contra bacteriilor, drojdiilor și virusi. Kiehl-RapiDés nu conține aldehide, odoranți și coloranți, având și acțiune contra germeilor problematici în domeniul alimentar cum ar fi salmonele și listerine. Având acțiune contra bacteriilor și drojdiilor chiar și la temperaturi de 4°C, Kiehl-RapiDes este indicat mai ales pentru curățenia dezinfectantă a autocamioanelor frigorifice, mobilier frigorific, frigider, teighele frigorifice etc. Figurează în lista IHO a produselor dezinfectante. Pentru acest produs există o dovadă de compatibilitate pentru domeniul alimentar. Figurează în lista FIBL de prelucrare ecologică 2013.

### Domeniul de întrebuințare

Kiehl-RapiDés este indicat pentru curățenia dezinfectantă a tuturor suprafețelor rezistente la alcoolii, cum ar fi mese de lucru, teighele, faianțe, cârpătoare, mașini de prelucrare, cuțite, mese, mânere de uși, autocamioane frigorifice, mobilier frigorific, frigider, teighele frigorifice etc. din inox, sticlă, aluminiu, ceramică, mase plastice rezistente la alcoolii etc. A nu se aplica pe sticlă acrilică, suprafețe sensibile la alcoolii sau suprafețe lăcuite.


### Întrebuințare

Înainte de prima utilizare, verificați rezistența materialelor la un loc ascuns. Murdăriile grosiere de ulei, grăsimi și proteină trebuie îndepărtate înainte de utilizare.

În funcție de domeniul de utilizare, aplicați duza de sprayat (fără aerosoli) sau duza de spumat.

#### Curățenia dezinfectantă:

Umeziți bine toate suprafețele, aparatele și obiectele cu produsul concentrat. A se păstra umiditatea în timpul acțiunii. Lăsați să se usuce sau uscați suprafețele după timpul de acțiune cu o lavetă uscată.



Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare conf. fișei tehnice, nu pot fi reclamate.

## Curățirea- bucătăriei

### Consum pe metru pătrat

Curățirea suprafețelor/Curățenia dezinfectantă: 7-50 ml

Folosiți cu precauție produsele biocide. Înainte de întrebuințare întotdeauna citiți eticheta și fișa tehnică de întrebuințare.

### Ambalaj

6 x 750 ml flacoane de sprayat / carton

Art.-Nr. j 35 04 47



# Kiehl-RapiDés

## Detergent dezinfectant lichid rapid

Test de eficacitate conform	Concentrație	Timp de acțiune	Dozare necesară	Eficacitate testată cu germeni lider
EN 1276 (bactericid, cu contaminare)	nediluat	1 minut	10 ml/m <sup>2</sup>	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> incl. MRSA, <i>Escherichia coli</i> , <i>Enterococcus hirae</i>
EN 1276 (Salmonele, Listerine, cu contaminare mărită)	nediluat	1 minut	10 ml/m <sup>2</sup>	<i>Salmonella typhimurium</i> , <i>Listeria monocytogenes</i>
EN 1650 (levurocid, cu contaminare mărită)	nediluat	1 minut	10 ml/m <sup>2</sup>	<i>Candida albicans</i>
EN 13697 (bactericid, levurocid cu contaminare mărită), la temperatura camerei și 4°C)	nediluat	1 minut	10 ml/m <sup>2</sup>	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> incl. MRSA, <i>Escherichia coli</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Candida albicans</i>
EN 13697 (Salmonele, Listerine, cu contaminare mărită)	nediluat	1 minut	10 ml/m <sup>2</sup>	<i>Salmonella typhimurium</i> , <i>Listeria monocytogenes</i>
DVV/RKI (limitat virucid*, cu contaminare)	nediluat	30 secunde	7 ml/m <sup>2</sup>	<i>BVDV</i> , <i>Vaccinia-Virus</i>
DVV/RKI (Norovirusi, fără contaminare)	nediluat	5 minute	20 ml/m <sup>2</sup>	<i>Murines Norovirus</i>
DVV/RKI (Norovirusi, cu contaminare)	nediluat	15 minute	50 ml/m <sup>2</sup>	<i>Murines Norovirus</i>

\*conform recomandării RKI, fișă de sănătate publică 01-2004 / vezi și [www.iho-viruzidie-liste.de](http://www.iho-viruzidie-liste.de) și [www.iho-desinfektionsmittelliste.de](http://www.iho-desinfektionsmittelliste.de).

### Compoziție

100 g din produs conține: 50 g Etanol  
Valoare pH (concentrat): ca. 7

GHS 02, Atenție (în concentrat);

H226 Lichid și vapori inflamabili. P210 A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei — Fumatul interzis. P403+P233 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. Conține: Ethyl Alcohol (INCI).

**Produs nedestinat aplicațiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1 !**